

# SANIDART

## DISINFETTANTE UNIVERSALE RAPIDO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20454



### CARATTERISTICHE GENERALI

**SANIDART** è un disinfettante pulitore rapido senza risciacquo per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario, quali scuole, case di riposo, ospedali, cliniche, laboratori, studi medici, nonché per disinfettare e pulire le superfici di Camere Bianche e Grigie. Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un'azione disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione e pulizia di superfici lavabili nelle camere di degenza e nei locali di servizio.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e stendere con un panno possibilmente in microfibra, lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida e 15 minuti per un'azione lieviticida come previsto dalle norme: UNI-EN 1276:2009 / EC1:2011; UNI-EN 13697:2015; UNI-EN 1650:2013.

Ripassare con carta o panno meglio se in microfibra Extraklin.

### CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

**SANIDART** è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas e Candida Albicans e sui principali tipi di virus. Non è attivo sulle spore.

**SANIDART** è conforme ai test:

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| UNI-EN 1276:2009/EC1:2011 | Attività battericida in sospensione |
| UNI-EN 13697:2015         | Attività battericida di superficie  |
| UNI-EN 1650:2013          | Attività fungicida in sospensione   |
| UNI-EN 13697:2015         | Attività fungicida di superficie    |
| UNI-EN 14476:2015         | Attività virucida                   |

I test di efficacia sono effettuati dal Laboratorio Mérieux (Chelab) – Via Fratta 25 – Resana (TV)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aspetto                      | liquido trasparente verde acqua |
| pH                           | 7.2 ± 0.3                       |
| Peso specifico               | 0.958 g/ml                      |
| Contenuto in sostanza attiva | 32%                             |

**SANIDART** Composizione Chimica: 100 g di **SANIDART** contengono:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Benzalconio Cloruro     | : 0.5 g        |
| - Clorexidina Digluconato | : 0.2 g        |
| - Tensioattivi non ionici | : 1.5 g        |
| - Alcoli, profumo, colore | : 30.1 g       |
| - Acqua                   | : q.b. a 100 g |

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494  
info@kemikaspa.com

++39 (0) 143 823068  
www.kemikaspa.com

## AVVERTENZE

Non riutilizzare il contenitore dopo l'uso. Conservare il recipiente in luogo fresco.

### Etichettatura



### Attenzione

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.  
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III**.  
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

Validità 2 anni a temperatura ambiente